

ИНСТРУКЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

nTr Professional Faceshield — лицев предпазен екран, представлява изключително лека и елегантна рамка в която посредством лесна кликсистема се поставя екран за многократна употреба. Рамката се закрепва на главата посредством ластик с възможност за двустранно регулиране. За поголям конфорт рамката е снабдена с мек протектор за челото на ползвателя. Комплекта съдържа:

рамка — $1 \, \text{бр.} \,$ изработена от PP с протектор от EVA и ластик с ширина $10.5 \, \text{мм}$

лицев предпазен екран — 5 бр. изработен от РЕТ с дебелина 0.2 мм инструкция и информация за производителя — 1 бр. кутия — 1 бр.

nTr Professional Faceshield – лицев предпазен екран е предназначен да предпазва от капки и пръски от течности, отговаряйки на европейски регламент (EC) 2016/425, европейски стандарт EN166:2001 т. 7.2.4 b, EN168:2008 т. 12.2 и на на изискванията на EN166:2001 т. 6.1, 6.2, 6.3;

nTr Professional Faceshield — лицев предпазен екран може да се ползва с маска на носа и устата, както и със защитни или диоптрични очила.

nTr Professional Faceshield – лицев предпазен екран е изключително лек – само 46 грама,не нарушава визуалното поле, не пречи на свободното движение на главата и може да се носи много часове без умора.

nTr Professional Faceshield – лицев предпазен екран не е дезифекциран. Преди употреба дезифекцирайте. Подходящи за дезинфекция са всички дезифектанти за ЛПС, ръце и повърхности на спиртна основа. Избягвайте разтворители, кетони, силни киселини и алкални елементи.

nTr Professional Faceshield — лицев предпазен екран се съхранява на сухо място с температура от -25 С до +50 С в неговата опаковка за срок от минимум пет години.

Производител: ТРАНСГРАФ ЕООД , 1528 София, БЪЛГАРИЯ, ул. Неделчо Бончев 10, www.transgraph.eu , shield@transgrapf.eu